


IL MIGLIOR  
TRATTAMENTO  
DI LIFTING  
ASSISTITO  
NON CHIRURGICO  
PER LE LASSITÀ  
CUTANEE.

endo**lift**<sup>®</sup>



**SOLO UN TRATTAMENTO.  
RISULTATI IMMEDIATI  
E DURATURI.**

**ENDOLIFT® È UN TRATTAMENTO  
ESCLUSIVAMENTE MEDICO  
ESTETICO AMBULATORIALE  
DI TIPO ENDOTESSUTALE  
CON MOLTEPLICI FINALITÀ:  
RIMODELLAMENTO DEGLI STRATI  
PROFONDI E SUPERFICIALI  
DELLA PELLE, RASSODAMENTO,  
RETRAZIONE DEI SETTI  
CONNETTIVALI, STIMOLAZIONE  
DELLA PRODUZIONE DI COLLAGENE  
E, QUANDO NECESSARIO,  
RIDUZIONE DEL GRASSO  
IN ECCESSO.**

Endolift® utilizza delle specifiche micro-fibre ottiche FTF Eufoton® (FIBER-TO FIBER), poco più grandi di un capello, che penetrano facilmente la pelle, senza dover ricorrere ad incisioni o anestetici locali, e trasmettono, direttamente nell'ipoderma superficiale, l'energia laser, creando dei micro-tunnel orientati lungo i vettori anti-gravitazionali. Al termine del trattamento, le fibre monouso sono rimosse.

L'energia laser favorisce lo *skin tightening* e la retrazione cutanea con una riduzione della pelle lassa, grazie all'attivazione della neo-collagenesi e delle funzioni metaboliche all'interno della matrice extra-cellulare, dovute all'interazione selettiva della lunghezza d'onda 1470 nm con acqua e grasso corporei.

Lo *skin tightening* creato da Endolift® è strettamente legato alla selettività del laser impiegato ovvero all'interazione specifica della lunghezza d'onda che colpisce in modo esclusivo due target primari presenti nel corpo umano: l'acqua ed il grasso.

Endolift® è una procedura laser minimamente invasiva che utilizza l'ultimo laser Eufoton® LASEmaR® 1500 (certificato e approvato dalla FDA americana per la liposuzione laser assistita).



LASEMAR®1500


Disponibile nei colori:  
**ARGENTO, NERO, ORO e ROSSO.**



**Endolift®** non causa alcun tipo di dolore legato a incisioni o suture cutanee e non richiede assolutamente un periodo di convalescenza. Il paziente può, infatti, tornare a svolgere il proprio lavoro e le normali attività immediatamente. I risultati di **Endolift®** sono sia immediati sia a lungo termine e continuano a migliorare nei mesi successivi al trattamento, via via che il nuovo collagene si forma negli strati più profondi della pelle.

## VANTAGGI


- Trattamento ambulatoriale al 100%.
- Una sola sessione.
- Non è necessaria l'anestesia locale.
- Raffreddamento cutaneo applicabile.
- Risultati visibili, sicuri e immediati.
- Effetto a lungo termine.
- Nessuna incisione.
- Convalescenza assente o minima.
- Associabile a molti altri trattamenti chirurgico medico estetici.



## RESURFACING FRAZIONALE NON ABLATIVO

I risultati di **Endolift®** sono esaltati dall'associazione con il trattamento di resurfacing frazionale non ablativo, che crea una sinergia terapeutica di *skin tightening* definita "sandwich". Il trattamento avviene mediante la creazione di micro colonne - MTZ (micro thermal zone) separate da tessuto sano, in modo da limitare i tempi di recupero ed evitare lunghi periodi di convalescenza.

Indicato per ridurre ed eliminare rughe, cicatrici, smagliature, cicatrici chirurgiche ed acneiche, lesioni pigmentate/senili, skin tightening e resurfacing superficiale.




## LIPOLISI E LIPOSCULTURA LASER ASSISTITA

LASEmaR® 1500 attraverso la modifica dei programmi si può trasformare nello strumento ideale per eseguire la lipolisi laser assistita anche mediante l'utilizzo di microcannule dedicate ad interventi di liposcultura laser.

Eufoton® presenta due tipi di manipoli, con suzione o senza suzione ove le cannule sono disponibili con differenti forme e calibri, a seconda dell'area da trattare.

Le punte delle microcannule possono presentare all'estremità un foro, oppure tre fori (Mercedes) a seconda del modello di fibra impiegata (lineare o radiale).



INTERNO COSCIA

CAVIGLIA



## SISTEMA FTF® - MICROFIBRE ENDOLIFT®

Le **micro fibre ottiche Endolift®** (FTF) sono disponibili in versione frontale e radiale.



Calibri disponibili: 200, 300, 400 e 600 micron.



## RISULTATI

### VISO


#### OCCHIO prima/dopo



#### MENTO prima/dopo



#### CONTORNO MANDIBOLARE prima/dopo



#### VOLTO prima/dopo



### CORPO

#### AREA PERIOMBELICALE prima/dopo



#### GLUTEO prima/dopo



#### GINOCCHIO prima/dopo



#### CAVIGLIA prima/dopo





---

**EUFOTON**<sup>®</sup>  
medical lasers

**Eufoton Srl** Via Flavia 23/1 - 34148 Trieste  
Ph. +39 040 9899082 - Fax +39 040 9890555  
[www.eufoton.com](http://www.eufoton.com) - [info@eufoton.com](mailto:info@eufoton.com)  
[www.endolift.com](http://www.endolift.com)

**ISO**  
**9001**  
QUALITY  
ASSURANCE

**ISO**  
**13485**  
QUALITY  
ASSURANCE

